

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ЭТАЛОН | средства медицинской
диагностики

ЭТАЛОН | средства медицинской диагностики

Российская компания «ЭТАЛОН» концентрирует свои усилия в сфере производства, поставок и продвижения средств медицинской диагностики.

Мы стараемся улучшить качество жизни населения России, делаем процесс выявления и самоконтроля диабета и других заболеваний максимально простым, быстрым и доступным. Мы достигаем этого путем снижения стоимости продукции и оптимизации расходов на проведение лабораторных исследований и диагностики.

Ассортимент нашей продукции насчитывает десятки видов позиций, включая:


- ✓ средства экспресс-диагностики;
- ✓ средства домашней диагностики;
- ✓ средства для самоконтроля диабета;
- ✓ иглы для инсулиновых шприцев-ручек, ланцеты;
- ✓ средства для диагностики инфекционных заболеваний;
- ✓ другие виды медицинских изделий и расходных материалов.



СРЕДСТВА САМОКОНТРОЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ АЙЧЕК	4
Глюкометр АйЧек «iCheck»	4
Расходные материалы к глюкометру АйЧек «iCheck»	5
Ланцетное устройство АйЧек «iCheck»	6
ИГЛЫ-СКАРИФИКАТОРЫ	7
Иглы INSUPEN	7
Иглы DROPLET	8
Ланцеты Medlance plus	9
Ланцеты MediSafe Solo	10
Персональные ланцеты DROPLET	11
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА MULTICARE-IN	12
Портативный экспресс-анализатор параметров крови MultiCare-in	12
Расходный материал к экспресс-анализатору MultiCare-in	13
ДОМАШНЯЯ ДИАГНОСТИКА – НАРКОТИКИ	14
NarcoCHECK – одноэтапные тесты для выявления наркотических веществ	14
NarcoSCREEN – одноэтапные тесты для выявления наркотических веществ	15
ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ	16
ISCREEN- экспресс-тест для определения ВИЧ, сифилиса, гепатита В и С	16
Тест-набор РЭД грипп А и В	17
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ	18
Экспресс-тесты «Мультичек» 10 параметров	18
КАРДИОМАРКЕРЫ	19
iSCREEN - экспресс-тест для выявления кардиомаркеров: миоглобин, СК-МВ, тропонин I	19
АМНИОТЕСТЫ	20
Тест для определения подтекания околоплодных вод AmnioQuick	20
ТЕРМОМЕТРЫ	21
NexTemp – безртутный термометр	21
БЕРЕМЕННОСТЬ, ОВУЛЯЦИЯ	22
Тесты для определения беременности IND Diagnostics Inc	22
Тесты на овуляцию Овуплан «Ovuplan» IND Diagnostics Inc	23

АйЧек^{ГЛЮКОМЕТР}


СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ



- ∞ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ
- 🔴 МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОБРАЗЦА
- 👍 ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО
- ⚡ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
- 🎯 ТОЧНОСТЬ НАРАВНЕ С РЕФЕРЕНСНЫМИ МЕТОДАМИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Глюкометр АйЧек
- 25 ланцетов АйЧек
- Ланцетное устройство
- 25 тест-полосок АйЧек
- Мягкий чехол для переноски
- Батарейка CR 2032 (3 Вольта)
- Инструкция на русском языке



гнездо глюкометра
в гнездо глюкометра
вставляется тест-полоска
«АйЧек» черными
полосками вверх

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Погрешность не более 15 %
- Электрохимический метод измерения
- Время проведения теста не более 9 секунд
- Цельная капиллярная кровь (калиброван по плазме)




ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

АйЧек

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ГЛЮКОМЕТРУ АЙЧЕК

-  **ЗАБОР КРОВИ ЗА 1 СЕКУНДУ**
-  **ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ**
-  **УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ**
-  **ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА**
-  **ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ**



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

DIAMEDICAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Срок хранения 18 месяцев
- Погрешность не более 15%
- Цельная капиллярная кровь (калиброван по плазме)
- Забор крови только с капиллярной аспирацией
- Электрохимический метод измерения
- Длительность теста не более 9 секунд


зона реакции
за счет этого отверстия
капля крови втягивается автоматически

место нанесения крови

 Хранить при температуре
от 0 до 45 °С.

АССОРТИМЕНТ

- Тест-полоски АйЧек No.25
- Тест-полоски АйЧек No.50
- Тест-полоски АйЧек No.100



специальный защитный слой
позволяет прикасаться
к любому участку тест-полоски

пленка
из высокотехнологичного
материала
для защиты от температурных
перепадов холода и тепла

карбоновый электрод

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

АйЧек

ЛАНЦЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

-  ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
-  ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
-  5 РЕГУЛИРУЕМЫХ УРОВНЕЙ ГЛУБИНЫ ПРОКОЛА
-  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ЛАНЦЕТАМИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопка для прокола
- Держатель ланцета/патрон
- Регулятор глубины прокола
- Откручивающийся наконечник
- Скользящий курок (на моделях I-III)
- Прозрачный колпачок (на модели IV)

АССОРТИМЕНТ

- Ланцетное устройство ICHECK I
- Ланцетное устройство ICHECK II
- Ланцетное устройство ICHECK III
- Ланцетное устройство ICHECK IV

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РОССИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности - 5 лет
- Хранение при комнатной температуре

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Insupen

ИГЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

-  ЛЕГКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ИГЛЫ
-  СТЕРИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
-  ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
-  ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И РАЗМЕРНЫЙ РЯД
-  ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный внешний колпачок
- Комплектация - 100 шт/уп.
- Уменьшенный диаметр и трехсторонняя заточка иглы

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности - 5 лет
- Хранить при комнатной температуре (от 15 до 25°C)

АССОРТИМЕНТ

- Иглы INSUPEN 32G (0.23 MM X 4 MM)
- Иглы INSUPEN 32G (0.23 MM X 6 MM)
- Иглы INSUPEN 32G (0.23 MM X 8 MM)
- Иглы INSUPEN 31G (0.25 MM X 5 MM)
- Иглы INSUPEN 31G (0.25 MM X 6 MM)
- Иглы INSUPEN 31G (0.25 MM X 8 MM)
- Иглы INSUPEN 30G (0.30 MM X 8 MM)
- Иглы INSUPEN 29G (0.33 MM X 12 MM)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



конструкция иглы
обеспечивает
безболезненное
проникновение в
кожу

Insupen

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

droplet®

ИНСУЛИНОВЫЕ ИГЛЫ

-  ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНЫХ ТРАВМ
-  БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ
-  ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
-  ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И РАЗМЕРНЫЙ РЯД
-  АБСОЛЮТНАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплектация - 100 шт/уп.
- Защитная наклейка и колпачок
- Трехсторонняя заточка иглы
- Каждая игла запакована в стерильную упаковку
- Подходят ко всем инсулиновым шприц-ручкам

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности - 5 лет
- Хранить при комнатной температуре (от 15 до 25°C)

АССОРТИМЕНТ

- Иглы DROPLET 31G (0.25 MM X 6 MM)
- Иглы DROPLET 31G (0.25 MM X 8 MM)
- Иглы DROPLET 29G (0.33 MM X 10 MM)
- Иглы DROPLET 29G (0.33 MM X 12 MM)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

HC STREFA
high tech lab



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

MEDLANCE[®]

plus

ЛАНЦЕТЫ

-  ПОЛНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
-  ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
-  ПРОСТЕРИЛИЗОВАНЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 25 кГр
-  ЛИНЕЙНЫЙ ПРОКОЛ УСТРАНЯЕТ КОЛЕБАНИЯ И УМЕНЬШАЕТ БОЛЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультратонкая игла
- Надежный механизм активации
- Саморазрушающийся инструмент

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности - 5 лет

АССОРТИМЕНТ

- Ланцет MEDLANCE PLUS LITE 25G/1.5 MM
- Ланцет MEDLANCE UNIVERSAL 21G/1.8 MM
- Ланцет MEDLANCE EXTRA PLUS SPECIAL 2.0 MM
- Ланцет MEDLANCE EXTRA 21G/2.4 MM



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

STREFA
high tech lab

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ



ЛАНЦЕТЫ

-  СТЕРИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
-  ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ
-  ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
-  ГАРАНТИЯ ДОСТАТОЧНОГО КРОВотоКА
-  ПРОСТЕРИЛИЗОВАНЫ ПРИ ПОМОЩИ ГАММА-РАДИАЦИИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита специальным колпачком
- Удобное нажатие (выемки для пальцев)
- Система защиты от случайной активации
- Вогнутая форма кнопки для удобной активации
- Тонкая электрополированная игла с силиконовым покрытием

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

HC STREFA
high tech lab

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности – 5 лет
- Ланцет не может быть использован вторично

АССОРТИМЕНТ

- Ланцет автоматический MEDISAFE SOLO 29G 1,5 MM
- Ланцет автоматический MEDISAFE SOLO 23G 2,0 MM




ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

droplet®

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЛАНЦЕТЫ

-  БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ ПРОКОЛ
-  ГАРАНТИЯ ДОСТАТОЧНОГО КРОВотоКА
-  ПРОСТЕРИЛИЗОВАНЫ ГАММА-ЛУЧАМИ
-  ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
-  СОВМЕСТИМЫ С ПОПУЛЯРНЫМИ ЛАНЦЕТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не содержит латекс
- Нержавеющая сталь
- Силоксановое покрытие
- Диаметр иглы: 30G (0,31 мм)
- Электрополированная игла
- Длина корпуса: 26 мм (+/- 0,35 мм)
- Трехгранный острый наконечник иглы
- Защита предохранительным колпачком
- Материал корпуса: полиэтилен низкой плотности

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

HC STREFA
high tech lab

АССОРТИМЕНТ

- Персональные ланцеты DROPLET 10 шт
- Персональные ланцеты DROPLET 200 шт

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности - 5 лет
- Не использовать дважды!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

multiCare in

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРОВ КРОВИ

Для профессионального использования в рамках диспансеризации населения

-  **ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ**
-  **ЛЕГКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ**
-  **ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА**
-  **ТРИ ПОЛНОЦЕННЫХ АНАЛИЗА НА ОДНОМ ПРИБОРЕ**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Погрешность не более 15 %
- Гарантия производителя – 3 года
- Вес прибора – 65 г с батарейками
- Объем памяти – на 500 измерений
- Автоматическое включение при вставке тест-полоски
- Отображение среднего уровня показателей на 7, 14, 21 и 28 дней
- Амперометрическая система измерения содержания глюкозы в крови
- Рефлектометрическая система измерения холестерина и триглицеридов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



BSI
Biochemical
Systems
International
www.biosys.it

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Экспресс-анализатор MultiCare-in®
- Тест-полоски «Холестерин» – 5 шт.
- Код-чип «Холестерин»
- Батарейки (CR 2032) - 2 шт.
- Руководство пользователя
- Полный обучающий курс
- Футляр для хранения принадлежностей

ТИП ИЗМЕРЕНИЯ	СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ	ОБЪЕМ ОБРАЗЦА
 Глюкоза	5 сек.	0,5 мкл
 Холестерин	30 сек.	10 мкл
 Триглицериды	30 сек.	10 мкл

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

multiCare in

ТЕСТ-ПОЛОСКИ

- ♦ ГЛЮКОЗА
- ♦ ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН
- ♦ ТРИГЛИЦЕРИДЫ




КАЛИБРОВКА ПРИ ПОМОЩИ КОД-ЧИПА



ЗАБОР КРОВИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ТЕСТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гарантия производителя – 3 года
- Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь (по плазме)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



BSI
Biochemical
Systems
International
www.biosys.it

ТИП ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПРОБЫ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ (ММОЛЬ/Л)	ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ	ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА
♦ Глюкоза	амперометрический	0,5 мкл	не менее 0,6 – 33,3	не более 15 %	не более 5 сек.
♦ Холестерин	рефлексионная фотометрия	10 мкл	не менее 3,3 – 10,2	не более 5 %	от 30 до 90 сек.
♦ Триглицериды	рефлексионная фотометрия	10 мкл	не менее 0,5 – 5,6	не более 5 %	от 30 до 90 сек.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

НАРКОЧЕК NarcoCHECK

ОДНОЭТАПНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ



СПЕЦИФИЧНОСТЬ 99-100%



КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ



ВЫЯВЛЯЮТ ОДИН, ТРИ И ПЯТЬ ВИДОВ НАРКОТИКОВ В МОЧЕ



НЕ ТРЕБУЮТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ФОРМАТЕ ТЕСТ-ПОЛОСОК, ТЕСТ-КАССЕТ И МУЛЬТИПАНЕЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ

- 1 вид: опиаты, марихуана
- 3 вида: амфетамин, опиаты (морфин, героин), марихуана
- 5 видов: марихуана, амфетамин, опиаты (морфин, героин), метамфетамин, кокаин

ВИДЫ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ:

- Кокаин (COC)
- Марихуана (THC)
- Амфетамин (AMP)
- Метамфетамин (MET)
- Опиаты (морфин/героин) (MOP)

ПОРОГОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ:

- Кокаин – 300 нг/мл
- Марихуана – 50 нг/мл
- Амфетамин – 1000 нг/мл
- Метамфетамин – 1000 нг/мл
- Опиаты (морфин/героин) – 300 нг/мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

IND
DIAGNOSTIC, INC.
CANADA

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

NarcoSCREEN

ОДНОЭТАПНЫЕ ТЕСТЫ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ



СПЕЦИФИЧНОСТЬ 99-100%



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА



КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ



ВЫЯВЛЕНИЕ 3-Х, 4-Х, 5-ТИ ИЛИ 6-ТИ ВИДОВ НАРКОТИКОВ



ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ НАБОРОВ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТЕСТ-КАССЕТ



ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ФОРМАТЕ ТЕСТ-ПОЛОСОК, ТЕСТ-КАССЕТ И МУЛЬТИПАНЕЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ

- Тест Narcoscreen для выявления наркотических веществ в моче
- Тест Narcoscreen для выявления наркотических веществ в слюне
- Каждый вид тестов представлен в формате тест-кассет на выявление 3/4/5/6 видов наркотиков

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПОРОГОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ

• Амфетамин	AMP	500	нг/мл
• Метамфетамин	MET	500	нг/мл
• Опиаты (морфин/героин)	OPI	300	нг/мл
• Кокаин	COC	300	нг/мл
• Марихуана	THC	50	нг/мл
• Бензодиазепин	BZO	300	нг/мл
• Барбитураты	BAR	300	нг/мл
• Фенциклидин	PCP	25	нг/мл
• Метадон	MTD	300	нг/мл
• Трициклические антидепрессанты	TCA	1000	нг/мл
• Экстази	MDMA	500	нг/мл

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

iSCREEN

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ, СИФИЛИСА, ГЕПТИТА В И С

- ✓ СПЕЦИФИЧНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 99,95%
- ✓ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 99,9%
- 🕒 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ
- 🧤 ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ФОРМАТЕ ТЕСТ-КАССЕТ И МУЛЬТИПАНЕЛЕЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест позволяет выявить антигены и антитела к вирусам гепатита В, гепатита С, к вирусу иммунодефицита человека и *Treponema Pallidum* в цельной крови, сыворотке или плазме по отдельности или на одной мультипанели

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

InTec
ВИЧ
HIVСифилис
TPГепатит В
HBsAgГепатит С
HCV

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тест-кассета в индивидуальной упаковке
- Буфер для разведения цельной крови
- Одноразовые пипетки для забора образца

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ГРИПП А+В

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



10 ТЕСТОВ В ОДНОМ НАБОРЕ



ЦВЕТНАЯ КОДИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ



ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ГРИППА А И ГРИППА В



СТОИМОСТЬ НАБОРА В 8-10 РАЗ НИЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чувствительность не менее 99%
- Специфичность не менее 98% по вирусу гриппа А
- Специфичность не менее 99% по вирусу гриппа В
- Регистрация в МЗиСР РФ

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Срок годности – 24 месяца

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тест-кассеты в индивидуальной упаковке – 10 шт.
- Флакон с крышкой-капельницей и буфером для растворения образца – 1 шт.
- Одноразовые пластиковые пробирки – 10 шт.
- Стерильные ватные тампоны на зонде – 10 шт.
- Одноразовые пластиковые пипетки – 10 шт.
- Этикетки на флаконы-капельницы с буфером для подписи – 10 шт.
- Цветная иллюстрированная инструкция на русском языке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

MULTICHECK

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

10 ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ

-  **ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ**
-  **МИНИМУМ ЭТАПОВ ИССЛЕДОВАНИЯ**
-  **СНИЖЕННОЕ ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ**
-  **ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартизированный процесс для каждого тестируемого параметра
- Тест-полоски «MULTICHECK» позволяют определять уровень содержания следующих веществ в моче:
 - рН
 - Кровь
 - Белок
 - Кетоны
 - Глюкоза
 - Нитриты
 - Лейкоциты
 - Билирубин
 - Удельный вес
 - Уробилиноген

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Тест-полоски имеют срок годности 2 года с момента изготовления
- Хранить при температуре от 2° до 30°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тест-полоски – 100 шт.
- Инструкция

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

IND
DIAGNOSTIC, INC.
CANADA

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

iSCREEN

- Multi

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 3-Х КАРДИОМАРКЕРОВ

- Troponin I

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОПОНИНА I



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Качественное определение сердечного Тропонина I в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека
- Выявление миоглобина и креатинкиназы MB (СК-МВ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



ПОРОГ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Миоглобин 50 нг/мл
- СК-МВ 5 нг/мл
- Тропонин I 0,5 нг/мл

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

- Миоглобин 100%
- СК-МВ 100%
- Тропонин I 98,7%

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

- Миоглобин 97,7%
- СК-МВ 99,8%
- Тропонин I 98,4%

АССОРТИМЕНТ

- Экспресс-тест ISCREEN-MYOGLOBIN/СК-МВ/TROPONIN I (миоглобин, креатинкиназа МВ, тропонин I)
- Экспресс-тест ISCREEN-TROPONIN I (тропонин I)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

AmnioQuick^{АмниоКвик}

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДТЕКАНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД



ЛЕГКАЯ ДИАГНОСТИКА



БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



САМОДОСТАТОЧНАЯ ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Определяет IGFBP-1
- Специфичность – не менее 91%
- Чувствительность – не менее 100%
- Предел обнаружения – 1 мкл околоплодных вод

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Хранить в сухом месте при температуре 2-30°C

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тест-полоска во влагонепроницаемой упаковке
- Стерильный дакроновый влагалищный тампон
- Флакон с одной дозой экстракционного буфера

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE



одна полоска
разрыва оболочек

две полоски
разрыв есть

нет полосок
тест проведен
некорректно,
используйте другой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

NexTemp

БЕЗРТУТНЫЙ ТЕРМОМЕТР

-  НЕ СОДЕРЖИТ РТУТИ
-  ЭКОНОМИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
-  ОБЛАСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 35,5°C – 40,4°C
-  БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 1-3 МИНУТЫ
-  НЕ ТРЕБУЕТ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
-  ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВРАЧАМИ США, ЕВРОПЫ И ЯПОНИИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точность 0,1°C
- Не требует особых условий хранения
- Не содержит ртути и каких-либо токсичных веществ
- Исключает риск передачи инфекций в стационаре
- Не имеет аналогов в России, представляет собой термометр в виде цветовой индикаторной полоски

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- Основан на изменении оптических характеристик жидкокристаллического слоя под действием температуры

АССОРТИМЕНТ

- Термометр NexTemp No.100
- Термометр NexTemp в инд. упаковке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**MEDICAL
INDICATORS**



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ТЕСТЫ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чувствительность тестов 20 мМЕ/мл
- Специфичность 100%


АССОРТИМЕНТ

- Bonadea тест-полоска в инд. упаковке
- KnowNow тест-полоска в инд. упаковке
- KnowNow Optima – мини кассета с пипеткой
- KnowNow 5 мм тест для определения беременности
- LadyTest-С набор для проведения анализа
- KnowNow Plus – мидстрим формат

отрицательный
одна полоска



положительный
две полоски



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ОвуПЛАН

ТЕСТЫ НА ОВУЛЯЦИЮ

-  ТОЧНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
-  ПРОСТОТА И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
-  ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
-  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специфичность 100%
- Чувствительность тестов 30 мМЕ/мл ЛГ
- Тест предназначен для анализа мочи на ЛГ гормон
- Идеально подходит для определения дней, когда вероятность зачатия максимально высока
- Применяется для контроля над эффективностью проводимой терапии при женском бесплодии

АССОРТИМЕНТ

- OVUPLAN LUX – мидстрим формат
- OVUPLAN тест-полоска
- OVUPLAN No.5



современный тест для определения овуляции в элегантном пластмассовом корпусе (выполнен в виде ручки)
максимально упрощенная процедура тестирования

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

IND
DIAGNOSTIC, INC.
CANADA

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ



Call center: 8 800 555 49 00
web: www.company-etalon.com
e-mail: info@company-etalon.com