

MiniMed™ Mio™ 30

Новый инфузионный набор



MiniMed™ Mio™ 30 – это инфузионный набор со встроенным сертером и канюлей, которая устанавливается подкожно под углом 30°.


Встроенный сертер позволяет легко и надежно установить инфузионный набор в любом предназначенном для этого месте.

Дополнительное прозрачное окошко позволяет убедиться, что канюля полностью введена под кожу.

Замену инфузионного набора следует производить каждые 3 дня.

Основная информация о продукте

Номер модели	MMT-905A	MMT-906A	MMT-905AT
Длина трубки	60 см	110 см	60 см
Количество в упаковке	10 штук	10 штук	2 штуки
Соединение с резервуаром	MiniMed SC1 коннектор		
Длина канюли	13 мм		
Угол введения канюли	30°		
Размер иглы интродьюсера	27 G		
Размер мягкой канюли	13 мм, 25 G		
	<ul style="list-style-type: none"> • Не содержит фталатов и ПВХ (поливинилхлорида) • Не содержит латекса 		



Назначение: инфузионный набор MiniMed Mio 30 предназначен для непрерывной подкожной инфузии инсулина с помощью инсулиновой помпы MiniMed

Срок службы: замена раз в 3 дня согласно инструкции

Упаковка: каждый инфузионный набор MiniMed Mio 30 имеет две индивидуальных упаковки: одна упаковка с устройством сертера и канюлей и отдельно упакованная инфузионная трубка и коннектор

Важная информация по безопасности: Инфузионный набор предназначен для непрерывной подкожной инфузии лекарственных препаратов, в том числе, инсулина с помощью инсулиновой помпы. Данное изделие не предназначено для внутривенного введения лекарственных препаратов или для переливания крови. Такие нежелательные явления при использовании инфузионного набора, как раздражение кожи, затруднение инфузии инсулина могут быть связаны с неправильной установкой инфузионного набора. Замену инфузионного набора следует производить не реже, чем раз в 2-3 дня в зависимости от типа инфузионного набора согласно инструкции. Для получения более полной информации о рекомендациях по применению, противопоказаниях и возможных побочных явлениях, обратитесь к руководству пользователя. Производитель: Unomedical a/s, Aaholmvej 1-3, Østed. 4320 Lejre, Denmark.

Телефон линии поддержки пользователей Medtronic: 8 800 200-76-36

Medtronic

ООО «Медтроник»
Пресненская наб., д.10, 9 эт., пом. III, ком. 41, Башня С, г. Москва, 123112, Россия
Тел: +7 495 580-73-77, факс: +7 495 580-73-78